

РЕЗУЛЬТАТ
ЗА 20 МИНУТ

 **hem** / ИСТОРИЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
С 1988 ГОДА

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ COVID-19 ANTIGEN ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

РУ: РЗН 2021/13583 от 26.02.2021



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ И БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ

- ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЭКСТРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
- ЕСЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПЦР НЕДОСТУПНО.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- В приемных отделениях стационаров;
- Для проведения массового скрининга;
- Для тестирования коллективов предприятий;
- Для применения в отдаленных регионах.

95%

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

99%

СПЕЦИФИЧНОСТЬ

20 МИН

НА РЕЗУЛЬТАТ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ



В СОСТАВ НАБОРА ВХОДИТ:

Тест-кассета в индивидуальной упаковке	25 шт.
Раствор для экстракции образца (R1)	2 флакона по 5 мл.
Пробирка для экстракции	25 шт.
Крышка-дозатор для пробирки	25 шт.
Зонд-тампон назофарингеальный	25 шт.
Инструкция	1 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕСТА

- использование стандартного биоматериала (назальный/орофарингеальный мазок)
- экономичность
- не требует дополнительных расходных материалов (микропробирки, наконечники, транспортные системы)
- позволяет тестировать чаще - более эффективное выявление инфекции
- простое внедрение в рабочие алгоритмы
- определяет высокоспецифичный антиген N

▶ **Рекомендовано МЗ РФ.** «Временные методические рекомендации. профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версия 10 от 08.02.21, пар.4.2 «Алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19», п. 3 «Лабораторная диагностика этиологическая.»

▶ **Рекомендовано ВОЗ.** «Роль иммунохимических экспресс-тестов для определения антигенов в диагностике инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2». Временные рекомендации от 11.09.2020 г. Общие рекомендации в отношении применения АГ-ДЭТ для определения вируса SARS-CoV-2.

sale@hemltd.ru
www.antigen.ru.com

горячая линия +7 (495) 532-17-19
отдел продаж +7 (495) 787-66-09